



# HydroMARK™


Breast Biopsy Site Marker

Anders zu sein macht  
den Unterschied




## H<sub>2</sub>O

Durch die exklusive Hydrogel-Technologie ziehen die Polyethylenglykol-Verbindungen Wassermoleküle an und erzeugen so die Echofreiheit unter Ultraschall.



## 12 Monate

Der HydroMARK™-Markerträger, ein Hydrogel, hydriert und sorgt so für eine Ultraschall-Sichtbarkeit von bis zu 12 Monaten.<sup>1</sup>



## MRI T2

Das Hydrogel ist in der T2-Sequenz eindeutig sichtbar, wo es als strahlend weißes Artefakt dargestellt wird.<sup>2</sup>

**Der HydroMARK™-Marker ist völlig echofrei unter Ultraschall  
und eindeutig unterscheidbar im T2-gewichteten MRT.<sup>1,2</sup>**

Einfach. Qualitativ hochwertig. Langlebig. Er ist so anders, dass Sie ihn nicht übersehen können.

Leica Biosystems Deutschland GmbH | GmbH mit Sitz in Nussloch | Betriebsstätte Quickborn  
Carl-Zeiss-Straße 9 | 25451 Quickborn (Germany) **Phone:** +49 (0) 4106 978 9300 | **Customer Service:** 0800 500 98 98 | **Email:** info-germany@mammotome.com  
Registergericht Mannheim: HRB 728578 | Steuernummer: 02022516689 | USt-ID: DE202370516

1. Sakamoto, N., Fukuma, E., Tsunoda, Y. et al. Breast Cancer 25, 575–582 (2018). <https://doi.org/10.1007/s12282-018-0854-8>
2. Shah AD, Mehta AK, Talati N, Brem R, Margolies LR. Clin Imaging. Mai-Juni 2019;55:196-212. doi: 10.1016/j.clinimag.2019.05.014. Epub 14. Juni 2019. PMID: 31204189.

Das Produkt ist unter Umständen in Ihrer Region nicht zugelassen oder verfügbar. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren lokalen Mammotome-Ansprechpartner.

© 2023 Devicor Medical Products, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Devicor, Mammotome und HydroMARK sind in den USA und möglicherweise in anderen Ländern eingetragene Marken von Devicor Medical Products, Inc. Andere Logos, Produkt- und/oder Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.  
MDM# 230232 Rev 3/23

**Mammotome**

mammotome.com