

MammoSTAR®

Biopsy Site Marker

Ein zuverlässiger Marker für sensible
Anwendungen



Langfristige Ultraschallsichtbarkeit

Bietet verbesserte Langzeitsichtbarkeit unter Ultraschall und dadurch eine einfachere präoperative Lokalisation.¹



6 Monate nach dem Einsetzen

Axilläre Lymphknoten Anwendung

Indiziert für Weichgewebe, einschließlich Brustgewebe und axilläre Lymphknoten.




Nach Biopsie beim Einsetzen



Bei Lokalisation, Querebene


Natürliche Zusammensetzung

Der MammoSTAR® Marker stellt eine nicht-metallische Option dar, die aus natürlichen Mineralien, karbonbeschichtetem Zirkonoxid und lyophilisiertem Beta-Glucan-Gel (oder Einfachzucker) in Regular (normal) und Petite (winzig) besteht.



Keramikmarker mit
pyrolytischer Kohlenstoff-
beschichtung

Lyophilisiertes
Beta-Glucan-Gel

Produktcode	Größe	Beschreibung	Menge pro Packung
STAR1401	14G	3 mm x 1 mm Hantel-Form in Beta-Glucan-Gel 	10
STAR1402	14G	5 mm x 1 mm Langhantel-Form in Beta-Glucan-Gel 	10
STAR1403	14G	3 mm x 1 mm Hantel-Form in Petite-Beta-Glucan-Gel 	10

Leica Biosystems Deutschland GmbH | GmbH mit Sitz in Nussloch | Betriebsstätte Quickborn
Carl-Zeiss-Straße 9 | 25451 Quickborn (Germany) Phone: +49 (0) 4106 978 9300 | Customer Service: 0800 500 98 98 | Email: info-germany@mammotome.com
Registergericht Mannheim: HRB 728578 | Steuernummer: 02022516689 | USt-ID: DE202370516

1. Interne Mammotome-Daten

Bild für langfristige Ultraschallsichtbarkeit mit freundlicher Genehmigung von Dr. Kimberly C. Hutcherson, North Metropolitan Radiology Associates, LLP

Axilläre Lymphknoten-Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Nicole Nelson, St. Rita's Medical Center

Das Produkt ist unter Umständen in Ihrer Region nicht zugelassen oder verfügbar. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren lokalen Mammotome-Ansprechpartner.

© 2023 Devicor Medical Products, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Devicor, Mammotome und MammoSTAR sind in den USA und möglicherweise in anderen Ländern eingetragene Marken von Devicor Medical Products, Inc. Andere Logos, Produkt- und/oder Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. MDM# 230233 Rev 3/23

Mammotome

mammotome.com