

Zubehör und Verbrauchsmaterial

ulrich medical® Kontrastmittelinjektoren für MRT und CT



Die einfache
Bestellübersicht

ulrich
medical

Inhalt

			Seite
	MaxTM 3 ulricheasyINJECT	MRT-Kontrastmittelinjektor	4
	MaxTM 2M ulricheasyINJECT	MRT-Kontrastmittelinjektor	6
	ulrichINJECT <i>CT motionTM</i>	CT-Kontrastmittelinjektor	8
	XD 200x-Reihe missouri TM mississippi TM ohio M TM ohio tandem TM 3T tennessee TM	CT- und MRT-Kontrastmittel- injektoren	10
		Übersicht Artikelnummern und Bestellliste	14



MRT-Kontrastmittelinjektor

Zubehör

Artikelnummer

Komfortpaket

bestehend aus Abfalleimer, Tablett und Medienstange



XD 10500

Tropfbecher

VPE 5 St.



XD 10740

Adapterring

VPE 100 St.

Für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einen Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I



XD 10741

Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Easy-Click-Kassette Max 3™

24 h, VPE 40 St.

- mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm
- mit Halter I für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm



XD 10710

XD 10711

Patientenschlauch

VPE 100 St.

- 250 cm
- 320 cm



XD 10701


XD 10702

Patientenschlauchsystem

VPE 50 St.

Bestehend aus

- Patientenschlauchverbinder (XD 10703)
 - Patientenschlauch 320 cm (XD 2045)
- für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittel-Spritzen



XD 10707

MRT-Kontrastmittelinjektor

Max³
ulricheasyINJECT

Softwareoptionen		Artikelnummer
CM-Select	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels	XD 10640
Gleicher Patient	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel	XD 10630
Venen Check	Prüfung der korrekten Kanülenlage im Patienten	XD 10650
Software Paket Max 3™	Bestehend aus CM-Select, Gleicher Patient und Venen Check	XD 10600





MRT-Kontrastmittelinjektor

Zubehör

Artikelnummer

Komfortpaket

bestehend aus Abfalleimer, Tablett und Medienstange



XD 10500

Tropfbecher

VPE 5 St.



XD 10740

Adapterring

VPE 100 St.

Für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einen Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I



XD 10741

Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Easy-Click-Kassette Max 2MTM

24 h, VPE 40 St.

- mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm
- mit Halter I für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm



XD 10712

XD 10713

Patientenschlauch

VPE 100 St.

- 250 cm
- 320 cm



XD 10701


XD 10702

Patientenschlauchsystem

VPE 50 St.

Bestehend aus

- Patientenschlauchverbinder (XD 10703)
 - Patientenschlauch 320 cm (XD 2045)
- für die Verwendung von vorgefüllten Kontrastmittel-Spritzen



XD 10707

MRT-Kontrastmittelinjektor

MaxTM 2M
ulricheasyINJECT

Softwareoptionen		Artikelnummer
Gleicher Patient	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel	XD 10630
Venen Check	Prüfung der korrekten Kanülenlage im Patienten	XD 10650
Software Paket Max 2MTM	Bestehend aus Gleicher Patient und Venen Check	XD 10610



ulrichINJECT CT motion™



CT-Kontrastmittelinjektor

Zubehör

Artikelnummer

Abfalleimer



XD 8018

Tropfbecher
VPE 5 St.



XD 10740

Tropfbecherhalter



SP002579-ET

NaCl-Stange



XD 8163

Ablagetablett




XD 8021

Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Pumpenschlauch
24 h VPE 80 St.



XD 8003

Patientenschlauch

- VPE 100 St.
- 150 cm
- 250 cm
- 320 cm



XD 2035

XD 2040

XD 2045

CT-Kontrastmittelinjektor

ulrichINJECT
CT *motion*™

Softwareoptionen		Artikelnummer
Gleicher Patient	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel	XD 8009
KM-Ersatz	Manueller Wechsel von Kontrastmittel auf NaCl während der Injektion	XD 8010
Tandem	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels	XD 8011
Startverzögerung	Injektion startet nach einer vorab festgelegten Verzögerungszeit	XD 8012
Stoppuhr	Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit	XD 8013
Abgelaufene Zeit	Anzeige der angelaufenen Zeit seit Injektionsende	XD 8014
SYNCopen	Schnittstelle zwischen Kontrastmittelinjektor und Scanner CANopen Class 1 – 4	XD 8016



XD 200x-Reihe*



CT- und MRT-Kontrastmittelinjektoren

Zubehör

Artikelnummer

Flaschenhalter

- Kontrastmittel 1, links
- Kontrastmittel 2, rechts



XD 2301
XD 2300

Abfalleimer-Set

bestehend aus Abfalleimer und Abfalleimer-halterung



XD2302-SET

Ablage-Set

bestehend aus Ablageblech und Tablett-halterung



XD 2303-SET

NaCl-Stangen-Set für NaCl-Beutel



XD 2315-SET

Riverside II

Warmhaltung für Kontrastmittel
50-200 ml



XD 2322

Tropfbecher mit Halterung

- Tropfbecher
- Halterung Tropfbecher



XD 2304
XD 2306

Standard Führungsrohre

- 20 ml, mit Arretierung für Flaschen bis Ø 33 mm
- 20 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 31 mm
- 10 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 25 mm
- 1000 ml, für Flaschen bis Ø 97 mm



XD 2200-1
XD 2207
XD 2208
XD 2217

* missouri™, mississippi™, ohio M™, ohio tandem™ und 3T tennessee™

Zubehör

Artikelnummer

Spezial Führungsrohre

- 50 ml, Bracco ProHance, Kappverschluss
Ø 21 mm, für Flaschen bis Ø 44 mm
- 20 ml, DOTAREM, mit Arretierung,
für Flaschen bis Ø 36 mm
- 50 ml, MULTIHANCE, DIN für MRT,
für Flaschen bis Ø 50 mm



XD 2205

XD 2206

XD 2209

DIN Führungsrohre

- 100 ml, DIN für Flaschen bis Ø 50 mm
- 150/250 ml, DIN für Flaschen bis Ø 67 mm
- 500 ml, DIN für Flaschen bis Ø 79 mm



XD 553025501

XD 553025565

XD 2267

EURO Führungsrohre

- 150/250 ml, EURO für Flaschen bis Ø 69 mm
- 500 ml, EURO für Flaschen bis Ø 87 mm
- 125 ml, EURO für Flaschen bis Ø 55 mm



XD 553025503

XD 2268

XD 553025569

Verbrauchsmaterial

Artikelnummer

Reservoir

24 h, VPE 20 St.

zur Verwendung von handelsüblichen
Kontrastmittelbehältnissen, Scanbags, vorge-
füllten, handgeführten Kontrastmittelspritzen,
Kontrastmittelflaschen mit Luer-Lock-Anschluss



XD 2019

Pumpenschlauch

24 h, VPE 80 St.



XD 2020

Patientenschlauch

VPE 100 St.

- 120 cm
- 150 cm
- 250 cm
- 320 cm



XD 2030

XD 2035

XD 2040

XD 2045



24 h

* missouri™, mississippi™, ohio M™,
ohio tandem™ und 3T tennessee™

XD 200x-Reihe*



CT- und MRT-Kontrastmittelinjektoren

Softwareoptionen

Artikelnummer

Testbolus	Injektion eines Kontrastmittel-Testbolus zur Ermittlung der Kreislaufzeit des Patienten	XDTESTBOLE
Gleicher Patient	Mehrfachuntersuchungen an einem Patienten ohne Patientenschlauchwechsel	XDSAMEPATIEN
Letzter Patient	Automatische Befüllung des Schlauchsystems mit NaCl	XDLASTPATIEN
Stoppuhr	Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit	XDSTOPWATCH
Tandem	Selektives Anwählen eines zweiten Kontrastmittels	XDTANDEM

* missouri™, mississippi™, ohio M™, ohio tandem™ und 3T tennessee™

Übersicht Artikelnummern Zubehör

Zubehör		Verpackungseinheit
ulricheasyINJECT Max 3™ und Max 2M™		
XD 10500	Komfortpaket, bestehend aus Abfalleimer, Tablett und Medienstange	1 St.
XD 10740	Tropfbecher	5 St.
XD 10741	Adapterring für Kontrastmittelflaschen mit Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm zur Adaptierung auf einen Kontrastmittel-Spike der Easy-Click-Kassette Halter I	100 St.
ulrichINJECT CT motion™		
XD 10740	Tropfbecher	5 St.
SP002579-ET	Tropfbecherhalter	1 St.
XD 8163	NaCl-Stange	1 St.
XD 8018	Abfalleimer	1 St.
XD 8021	Ablagetablett	1 St.
XD 200x-Reihe*		
XD 2200-1	Standard Führungsrohr, 20 ml, mit Arretierung	1 St.
XD 2205	Spezial Führungsrohr, 50 ml, Bracco ProHance, Kappverschluss Ø 21 mm, für Flaschen bis Ø 44 mm	1 St.
XD 2206	Spezial Führungsrohr, 20 ml, DOTAREM, mit Arretierung, für Flaschen bis Ø 36 mm	1 St.
XD 2207	Standard Führungsrohr, 20 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 31 mm	1 St.
XD 2208	Standard Führungsrohr, 10 ml, mit Rastung für Flaschen bis Ø 25 mm	1 St.
XD 2209	Spezial Führungsrohr, 50 ml, MULTIHANCE, DIN für MRT, für Flaschen bis Ø 50 mm	1 St.
XD 2217	Standard Führungsrohr, 1000 ml, für Flaschen bis Ø 97 mm	1 St.
XD 2267	DIN Führungsrohr, 500 ml, DIN für Flaschen bis Ø 79 mm	1 St.
XD 2268	EURO Führungsrohr, 500 ml, EURO für Flaschen bis Ø 87 mm	1 St.
XD 2300	Flaschenhalter, Kontrastmittel 2 rechts	1 St.
XD 2301	Flaschenhalter, Kontrastmittel 1 links	1 St.
XD 2302-SET	Abfalleimer-Set, bestehend aus Abfalleimer und Abfalleimerhalterung	1 St.
XD 2303-SET	Ablage-Set, bestehend aus Ablagetablett und Tablethalterung	1 St.

* missouri™, mississippi™, ohio M™, ohio tandem™ und 3T tennessee™

Zubehör		Verpackungseinheit
XD 2304	Tropfbecher (ohne Halterung)	1 St.
XD 2306	Halterung Tropfbecher (ohne Tropfbecher)	1 St.
XD 2315-Set	NaCl-Stangen-Set für NaCl-Beutel	1 St.
XD 2322	Riverside II	1 St.
XD 553025501	DIN Führungsrohr, 100 ml, DIN für Flaschen bis Ø 50 mm	1 St.
XD 553025503	EURO Führungsrohr, 150/250 ml, EURO für Flaschen bis Ø 69 mm	1 St.
XD 553025565	DIN Führungsrohr, 150/250 ml, DIN für Flaschen bis Ø 67 mm	1 St.
XD 55025569	EURO Führungsrohr, 125 ml, EURO für Flaschen bis Ø 55 mm	1 St.

Bestellungen bitte an:
injectors@ulrichmedical.com
 Telefon +49 731 9654-0
 Fax +40 731 9654-199

Übersicht Artikelnummern Verbrauchsmaterial

Verbrauchsmaterial		Verpackungseinheit
ulricheasyINJECT Max 3™		
XD 10701	Patientenschlauch 250 cm	100 St.
XD 10702	Patientenschlauch 320 cm	100 St.
XD 10707	Patientenschlauchsystem, bestehend aus XD 10703 Patientenschlauchverbinder und XD 2045 Patientenschlauch 320 cm für die Verwendung von vorgefüllten KM-Spritzen	50 St.
XD 10710	Easy-Click-Kassette Max 3™, 24 h, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	40 St.
XD 10711	Easy-Click-Kassette Max 3™, 24 h, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	40 St.
ulricheasyINJECT Max 2M™		
XD 10701	Patientenschlauch 250 cm	100 St.
XD 10702	Patientenschlauch 320 cm	100 St.
XD 10707	Patientenschlauchsystem, bestehend aus Patientenschlauchverbinder (XD 10703) und Patientenschlauch 320 cm (XD 2045) für die Verwendung von vorgefüllten KM-Spritzen	50 St.
XD 10712	Easy-Click-Kassette Max 2M™, 24 h, mit Halter s für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 21 mm	40 St.
XD 10713	Easy-Click-Kassette Max 2M™, 24 h, mit Halter l für Kontrastmittelflaschen mit einem Flaschenhalsdurchmesser von 33 mm	40 St.
ulrichINJECT CT motion™		
XD 2035	Patientenschlauch 150 cm	100 St.
XD 2040	Patientenschlauch 250 cm	100 St.
XD 2045	Patientenschlauch 320 cm	100 St.
XD 8003	Pumpenschlauch, 24 h	80 St.

Verbrauchsmaterial**Verpackungseinheit**

XD 200x-Reihe*		
XD 2019	Reservoir, 24 h, zur Verwendung von handelsüblichen Kontrastmittelbehältnissen, Scanbags, vorgefüllten, handgeführten Kontrastmittelspritzen, Kontrastmittelflaschen mit Luer-Lock-Anschluss	20 St.
XD 2020	Pumpenschlauch, 24 h	80 St.
XD 2030	Patientenschlauch 120 cm	100 St.
XD 2035	Patientenschlauch 150 cm.	100 St.
XD 2040	Patientenschlauch 250 cm	100 St.
XD 2045	Patientenschlauch 320 cm	100 St.

* missouri™, mississippi™, ohio M™, ohio tandem™ und 3T tennessee™

Bestellungen bitte an:
injectors@ulrichmedical.com
Telefon +49 731 9654-0
Fax +40 731 9654-199

Übersicht Artikelnummern Softwareoptionen

Softwareoptionen

ulricheasyINJECT Max 3™

XD 10600	Softwarepaket Max 3™, bestehend aus CM-Select, Gleicher Patient und Venen Check
XD 10630	Gleicher Patient
XD 10640	CM-Select
XD 10650	Venen-Check

ulricheasyINJECT Max 2M™

XD 10610	Softwarepaket Max 2M™, bestehend aus Gleicher Patient und Venen Check
XD 10630	Gleicher Patient
XD 10650	Venen-Check

ulrichINJECT CT motion™

XD 8009	Gleicher Patient
XD 8010	KM-Ersatz
XD 8011	Tandem
XD 8012	Startverzögerung
XD 8013	Stoppuhr
XD 8014	Abgelaufene Zeit
XD 8016	SYNCopen – CANopen Class 1 – 4

XD 200x-Reihe*

XDLASTPATIEN	Letzter Patient
XDSAMEPATIEN	Gleicher Patient
XDSTOPWATCH	Stoppuhr
XDTANDEM	Tandem
XDTESTBOLE	Testbolus

* missouri™, mississippi™, ohio M™, ohio tandem™ und 3T tennessee™

Fördermitglied der Deutschen Gesellschaft
für Krankenhaushygiene e.V.

**Over a Century
of Innovation**



Ulrich GmbH & Co. KG | Buchbrunnenweg 12 | 89081 Ulm | Germany
Telefon: +49 731 9654-0 | Fax: +49 731 9654-199
injectors@ulrichmedical.com | www.ulrichmedical.com